



Zakład Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

Ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Pawilon 5

Tel.: rejestracja: 52 36 44 645, kierownik: 52 36 55 447

POBIERANIE MATERIAŁU W KIERUNKU ŚWIERZBOWCA LUDZKIEGO

- Przed wykonaniem badania skóra nie powinna być posmarowana kremem
- Badanie najlepiej wykonać przed włączeniem leczenia miejscowego lub z tygodniowym odstępem od zastosowania leków miejscowych.

Materiał do badania stanowią: zeszkrobiny skóry

Instrukcja pobrania

1. Materiał do badań pobrać za pomocą tępej strony jałowego skalpela lub szpatułki z miejsc zmienionych chorobowo.
2. Pobrany materiał umieścić na szkiełku podstawowym i nanieść kroplę roztworu KOH/DMSO* lub w przypadku jego braku kroplę jałowego roztworu soli fizjologicznej.
3. Nałożyć szkiełko nakrywkowe i docisnąć.
4. Wykonać w ten sam sposób minimum 5 preparatów z różnych miejsc na skórze.
5. Gotowe preparaty umieścić w etui transportowym.
6. Dostarczyć w ciągu 2 godzin do Zakładu Mikrobiologii.

* Dostępny w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej – proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu wydania zakraplacza z odczynnikiem.